

# Fraises NM

## Diamant dans la masse + liant résinoïde

- Bon mordant, pas de vibrations, peu de chaleur
- Le complément nécessaire des frittages DUMONT
- Idéal pour les parties délicates des céramiques
- Très bonne rétention du diamant, assurant une grande longévité

- Diminue fortement les risques de fissures ou d'éclats dans les zones céramiques critiques (tranchant des incisives, zones cervicales, ...)
- Grand confort d'utilisation. Le liant résinoïde absorbe les chocs et amortit les vibrations

- Recommandations:**
- Vitesse de 12 à 15.000 tours par minute, maximum 20.000 t/min
  - **Pression légère pour éviter échauffement et usure inefficace**
  - Re-profilage éventuel: 5.000 t/min sur pierre verte mouillée (Article 750G)



Grain  
diamant

Spécifiez les codes ci dessous pour commander

Bague

|              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| Fin (80μ)    | 7707-050 | 7745-050 | 7737-035 | 7737-050 | 7738-035 | 7738-050 | 7762-035 | 7762-050 | 7779-035 | 7779-050 | 7709-125 | 7709-220 | Jaune   |
| Moyen (110μ) | 6807-050 | 6845-050 | 6837-035 | 6837-050 | 6838-035 | 6838-050 | 6862-035 | 6862-050 | 6879-035 | 6879-050 | 6809-125 | 6809-220 | Blanche |
| Gros (160μ)  | 7807-050 | 7845-050 | 7837-035 | 7837-050 | 7838-035 | 7838-050 | 7862-035 | 7862-050 | 7879-035 | 7879-050 | 7809-125 | 7809-220 | Rouge   |

Tiges: pièce à main (2.35mm) uniquement

**Prix de vente (unitaire, en € hors taxes, départ Bruxelles):**  
**22.00 € pour les diamètres 050 et 125; 20.00 € pour les diamètres 035**